

# Sehtestgerät TITMUS V3

---

## Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter

- 6 E-Haken pro Visusstufe, einzeln einblendbar
- Testdias für Vorschulkinder, ältere Kinder und Jugendliche
- Mit separater 1,5 dpt. Linse
- Stufenlos Höhenverstellbar
- Beleuchtung mit mindestens 10.000 Stunden Lebensdauer
- Alle Tests über Fernbedienung steuerbar



## Einfach zu bedienen

Das Sehtestgerät TITMUS V3 ist sehr einfach zu bedienen und kann durch die einfache Höhenverstellung individuell an jede Körpergröße angepasst werden.

Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen sind geeignete Testdias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fern- und Nahbereich getestet werden können.

## Kompakt, Mobil und Ergonomisch

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,3 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollenkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

## Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können binnen Sekunden mittels Fernbedienung ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TITMUS V3 überflüssig.

Die Dias sind leicht austauschbar, so dass der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen kann.

## Spezifikation TITMUS V3

Tests:

- Sehschärfe (E-Haken) rechts / links
- Stereosehen
- Farbttest E-Haken
- Sehschärfe Zahlen
- Sehschärfe Landoltringe
- Phorie
- Ishihara Farbttest
- Hyperopie (+ 1,5 Dioptrien)

## Allgemein

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Maße:            | 28 x 19 x 43 cm (BxHxT)            |
| Gewicht:         | 5,3 kg                             |
| Stromversorgung: | 100 - 240 V, 50/60 Hz,<br>Ca. 50VA |

## Sicherheitsnormen

EN 60601-1, Schutzklasse 1, Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



## Standardzubehör

- 8 Testdias
- 1 Linse + 1,5 dpt.
- Netzkabel mit Sicherungsstecker
- Fernbedienung mit Anschlusskabel
- Spezieller Rollenkoffer
- Staubschutzhülle
- 3 Päckchen mit Antibeschlag-Tüchern
- 2 Auswertblätter (Kopiervorlage)
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

**Dippacher-Audio-Systeme e.K.**  
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach  
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517  
E-mail: info@dippacher-ek.de  
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

**MAICO Diagnostics**  
10553 Berlin, Germany

