

Screening-Audiometer MA25

Das MA25 ist geeignet für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26.

- Mit Schallschutzkopfhörer
- Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM
- Luftleitung über 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8 kHz
- Sehr klein und leicht, mit bequemer Tragetasche
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Unabhängig vom Stromnetz, Batteriebetrieb
- Variante MA25e mit Automatische Audiometrie nach Hugson-Westlake und Audiometrie-Software



Kleines Gerät mit großer Leistung

Das kleine, handliche Audiometer bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dB bis 95 dB zur Verfügung. Einzelne Frequenzen können im Menü gesperrt werden.

Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das Ma25e mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions, für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Audiogramme.

Überall einsetzbar - auch ohne Steckdose

Das sehr leichte Audiometer wird für den mobilen Einsatz in einer Tragetasche geliefert. Das Gerät wird mit drei Standard AA Batterien betrieben und ist immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden die Pegel in 1 oder 5 dB Stufen und die elf Testfrequenzen eingestellt.

Screening Audiometer

Testsignale:	Sinuston, Puls- und Wobbelton
Testfrequenzen:	0,125 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 2 - 3 - 4 - 6 - 8 kHz
Pegelstufen:	5 oder 1 dB
Pegelbereich:	- 10 bis 95 dB

Allgemein

Maße:	22,5 x 18 x 5,5cm (BxTxH)
Gewicht:	980 g
Stromversorgung:	3 AA Batterien oder optionales Netzteil

MA25e

Das MA25e erweitert die Funktionalität des MA25 mit einem automatischen Test gemäß Hughson-Westlake. Die Parameter können problemlos an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden. Die Talk Forward-Funktion macht das Arbeiten mit dem MA25e spielend leicht, insbesondere bei Betrieb in einer Hörprüfkabine.

Sicherheitsnormen

EN 60601-1, EN 60645-1, Klasse 4,
Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EEC für
Medizinprodukte



Standardzubehör

- Kopfhörer mit Schallschutzkappen
- Audiogrammblock
- Batterien
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch
- Maico Sessions PC-Software - für MA25e

Sonderzubehör

- Netzteil
- Patientenantworttaste
- OtoAccess Datenbank für MA25e

Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-audiosysteme.de

Hergestellt von:

MAICO Diagnostics
10553 Berlin, Germany

