

easyTymp

Mit dem easyTymp können Sie Tympanometrie und Reflextests zur objektiven Untersuchung der Mittelohrfunktion bei Erwachsenen und Kindern durchführen

- Sehr schnelle und akkurate Mittelohrmessungen
- Stapediusreflex mit 4 Frequenzen
- Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bedienung
- Vollautomatischer Testablauf
- Hochauflösendes, farbiges Grafik-Display
- Hochtympanometrie mit 1 kHz optional
- Optionaler Thermodrucker
- Maico Sessions PC-Software zur einfachen Datenverwaltung mit der OtoAccess oder Noah Patientendatenbank

Tympanometrie und Reflexmessung

Für eine schnelle und einfache Handhabung sind verschiedene Testprotokolle im Gerät hinterlegt und können bequem per Tastendruck mit einer Hand ausgewählt werden. Die Ergebnisse der Reflexmessung und der Tympanometrie werden auf Wunsch automatisch bewertet. Die Reflexschwellenmessung erfolgt über vier Frequenzen und wird grafisch dargestellt.

Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das easyTymp mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions, für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Messresultate.



Optionale Hochtongfrequenz

Das easyTymp bietet speziell für die Untersuchung von Neugeborenen und Kleinkindern die Option für eine Hochtympanometrie mit 1000 Hz an.

easyTymp mit Ladestation

Die Ladestation des easyTymp dient sowohl als Dockingstation als auch als Ladegerät. Auch die Ohrstöpselbox findet hier ihren Platz.

Tympanometrie

Messfrequenz und Pegel:	226 Hz, 85 dB SPL
Hochton Optional :	1000 Hz, 69 dB SPL
Druckbereich:	-400 bis +200 daPa
Volumenbereich:	0,0 bis 6,0 ml (kompensiert)
Compliance-Bereich:	0,1 ml bis 8,0 ml bei 226 Hz 0,1 ml bis 15,0 mmho bei 1 kHz
Testzeit:	< 6 Sekunden

Reflexmessung

Messmethode:	Ipsilateral
Testfrequenzen:	500, 1000, 2000, 4000 Hz
Testpegel:	70 bis 100 dB HV
Pegeleinstellung:	Automatisch oder fester Pegel

Allgemein

Anzeige:	Farbiges Grafik LCD-Display
Maße:	80 x 300 x 70mm (BxTxH)
Gewicht:	427 g
Speicher:	1 Kurve pro Ohr und Test
Speicherplatz:	ca. 1000 Messungen
Batterie:	Np120 Li-Ion 3,7 V - 1700 mAh
Sprachen:	Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch



Ladestation

Maße:	150 x 295 x 110mm (BxTxH)
Stromversorgung:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Drucker

Typ:	tragbarer 2" Thermodrucker
Druckzeit:	<5 Sekunden pro Test Ergebnis
Stromversorgung:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Maße / Gewicht:	85 x 120 x 50mm (WxDxH)
Gewicht:	234 g
Datenübertragung:	Kabellos

Standards

Tympanometer:	IEC 60645-5, Typ 2
Sicherheit:	IEC 60601-1, Klasse II, Typ B
EMC:	IEC 60601-1-2
CE 0123:	Klasse IIa gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745



Standardzubehör

- Sonden-Reinigungsset
- Steckernetzteil
- Li-Ion Akku
- Ohrstöpselbox
- Kalibriervolumen
- Tragetasche
- Tympanometrie-Software (außer Handgerät ohne Basisstation)
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch

Sonderzubehör

- Hochtontympanometrie 1000 Hz
- Externe Sonde (35 cm)
- Wandhalterung für Basisstation
- Thermodrucker
- OtoAccess Patientendatenbank

Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-audiosysteme.de

Hergestellt von:

MAICO Diagnostics
10553 Berlin, Germany

