

Screening-Audiometer MA33

- Ideal für Haus-, Kinderärzte und Gesundheitsämter
- USB-gesteuert, zum Anschluss an Notebook / PC
- Inklusive automatischer Audiometrie
- Lautstärke und Frequenz über Tastatur & Maus steuerbar
- Optionales Piloten-Hörtest-Modul erhältlich
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Kein Verbrauchsmaterial, Dokumentation über PC
- Inklusive Transporttasche



MA33 Basisversion

Mit dem MA33 können tonaudiometrische Untersuchungen sowie schnelle Siebttests bei Erwachsenen und Kindern durchgeführt werden. Es erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffern 03335 und 04335 in vollem Umfang.

MA33 KL

Das MA33 ist auch in der Variante KL mit zusätzlicher Knochenleitungsmessung zur Prüfung der Mittelohrfunktion erhältlich.

Automatik Modul inklusive

Bei der automatischen Audiometrie führt das Gerät den Hörtest eigenständig durch - Ihre Anwesenheit ist dabei nicht erforderlich. Das MA33 begleitet mithilfe einer integrierten Sprachführung durch den Test.

Piloten-Hörtest Modul optional

Der Pilotenhörtest ist ein spielerischer Hörtest für Kleinkinder ab 3 Jahren, der neben dem Hören zugleich das Sprachverstehen prüft. Der Piloten-Hörtest ist in verschiedenen Sprachen, z.B. Türkisch, russisch oder polnisch lieferbar.

PC-Audiometer MA33

Testsignale:	Sinuston, Puls- und Wobbelton
Testfrequenzen:	0,125 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 2 - 3 - 4 - 6 - 8 kHz
Pegelstufen:	5 dB
Pegelbereich Luftleitung:	- 10 bis 105 dB
Pegelbereich Knochenleitung (MA33 KL):	- 10 bis 70 dB
Vertäubung:	Schmalbandrauschen, manuell oder automatisch gleitend
Audiometerklasse>	Klasse 4 (MA33 mit Knochen- leitungsmessung Klasse 3) gemäß EN 60645-1

Allgemein

Maße:	15,4 x 10,3 x 2,7 cm (BxTxH)
Gewicht:	300 g
Stromversorgung:	USB

Systemvoraussetzungen

Prozessor:	2 GHz Intel Core 2 Duo CPU
Speicher:	2 GB RAM
Grafik:	1280 x 1024 (opt.), Mind. 1024 x 768
USB:	1 freier USB-Anschluss
Betriebssystem*:	- Windows 11 - Windows 10 - Windows 8, 8.1 - Windows 7

Sicherheitsnormen

EN 60601-1 (Schutzklasse: USB,
Anwendungsklasse BF)
EN 60645-1, Gerät entspricht der
Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte II a




Standardzubehör

- Kopfhörer mit Schallschutzkappen
- Knochenleitungshörer (MA33 KL)
- Patientenantworttaste
- Tragetasche
- Tonaudiometriesoftware mit Patientendatenbank
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch

Sonderzubehör

- Piloten-Hörtest Modul



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-audiosysteme.de

Hergestellt von:

MAICO Diagnostics
10553 Berlin, Germany

